

## Solutions d'hygiène en buanderie

### Efficacité inégalée pour lutter contre la contamination croisée

**Miele Professional. Immer Besser.\***

La situation sanitaire exceptionnelle liée à l'épidémie de COVID-19 bouleverse nos habitudes et nous oblige à adapter nos procédures de traitement du linge pour garantir la plus grande sécurité à notre personnel, nos résidents, nos patients ou nos clients. Avec Miele, soyez assurés du soutien d'un expert dans votre démarche.

### Expert de l'hygiène depuis presque 100 ans



- Une expertise reconnue dans les univers sensibles (hôpitaux, EHPAD, laboratoires, cabinets médicaux)
- Des gammes spécifiquement conçues pour répondre aux problématiques exigeantes liées à l'hygiène (lavage, désinfection, stérilisation) : lave-vaisselle à thermo-désinfection, thermo-laveurs dentaires, lave-bassins...

**L'ensemble des machines professionnelles de la gamme Miele sont efficaces pour maintenir un haut niveau d'hygiène et traiter efficacement tous les textiles et répondent aux recommandations de l'ANSM et de la SF2H\*\***

### Des solutions adaptées à chaque environnement

**Secteurs sensibles**  
Santé, EHPAD, entretien des locaux

**Cycles de désinfection**  
Selon recommandation RKI

**Machines avec des programmes de désinfection thermique ou thermo-chimique**

Lave-linge Little Giants Performance+ 6 à 8kg  
Lave-linge Benchmark Performance+ 11 à 20kg  
Lave-linge Grande capacité 24 à 32kg  
Lave-linge aseptiques 16 à 32kg  
Lave-linge MOPSTAR 6 à 14kg pour microfibres

- Programmes de désinfection certifiés RKI\*\*\*
- Stabilité thermique accrue (maintien des paliers)
- Programmes verrouillés non modifiables
- Sécurité accrue : pas d'arrivée d'eau via la boîte à produits pendant les rinçages
- Séchage en tambour à haute température

**Autres secteurs**  
Hôtellerie, Commerces, Services

**Cycle 60°C**

**Machines avec des programmes professionnels 60°C/90°C**

Lave-linge Little Giants Performance 7kg  
Lave-linge Benchmark Performance 13 à 20kg

Pour laver les tenues de travail, masques lavables, éponges ou draps dans le respect strict des principes d'hygiène et de sécurité

- Cycles à 60°C ou 90°C selon textile
- Possibilité d'étendre le bloc de lavage à 30, 40 voire 50 minutes à la mise en service
- Utiliser régulièrement le cycle « lavage machine 70°C/10min » pour maintenir un haut niveau d'hygiène
- Utiliser un détergent adapté au textile et procéder au séchage selon les recommandations du fabricant

\*\* Agence Nationale de Sécurité du Médicament / Société Française d'Hygiène Hospitalière

\*\*\* Robert Koch Institute, équivalent allemand de l'INSERM